



## 牛 内臓洗浄機

### 概要

本機は、牛 アキレス、小腸、豚 の大腸、小腸、胃袋（生、ボイル後ぬめり、異物）を取る為に、それぞれのアタッチに変えることで、きれいに洗浄を行います。

### 特徴

- 1.洗浄で湯を使用する事により、従来品より綺麗に洗浄できます。
- 2.投入高さの低いタイプも選べます。
- 3.内部が洗え検査で見える構造となり衛生的です。
- 4.ステンレス製により錆が出ず衛生的です。



| 内臓洗浄機 |                     |
|-------|---------------------|
| 品番    | 2-16                |
| 寸法    | 640Wx900Lx1250H     |
| 能力    | MAX 60頭/回 時間（10分/回） |
| 動力    | 3相200V 2.2Kw        |
| 給水    | 15A                 |
| 給湯    | 15A                 |
| 材質    | 要部ステンレス             |

## 牛 内臓シューター

### 概要

本機は、場所を必要としないシューター（配管による自動搬送）です。  
配管内部の洗浄ができるようになりました。既存シューターが洗浄できるように改造もできます。

### 特徴

- 1.配置が自由にでき変更も簡単です。
- 2.天井空間を利用するため通路が自由に取れます。
- 3.駆動部一台で切り替え式にできます。
- 4.汚水が落ちることなく衛生的です。



| 内臓シューター |                |
|---------|----------------|
| 品番      | 2-16           |
| 寸法      | 配置により異なる       |
| 能力      | 配置により異なる       |
| 動力      | 3相200V         |
| 供給      | 供給ホッパー ステンレス   |
| 排出      | レシーバータンス ステンレス |
| 材質      | 配管 ステンレスまたは塩ビ  |

製造販売 株式会社セイコン

〒 880-0841

宮崎県宮崎市吉村町嶋田739-4

T.0985(71)2292 F.0985(71)0634

MAIL:mail@seicon.jp

URL:http://seicon.jp

### 特約店

株式会社 東京ゲット

〒108-0075

東京都港区港南2-7-19東京都食肉市場内仮設棟6階

T.03(5479)4002 F.03(3471)4510

MAIL: get@tokyoget.co.jp